

catálogo de
microscopios

Microscopio Biológico 116

La perfecta elección para iniciarse en el mundo de la microscopía.

Sistema óptico de gran calidad.

Conjunto mecánico en metal de gran acabado.

Alimentado a la corriente.

Maletín de transporte en aluminio.

Características:

- Cuerpo en Metal.
- Oculares Wf10x y Wf16x.
- Objetivos de 4x / 10x / 40x
- Iluminación (220v, 20w).
- Aumentos: 40x, 64x, 100x, 160x, 400x, 640x

Accesorios opcionales: Cámara, set de muestras, kit de disección.



Microscopio Biológico 6010

Un microscopio para las personas aficionadas y los estudiantes de biología, medicina, botánica, veterinaria, etc...

Sistema óptico de primera calidad.

Conjunto mecánico en metal de gran acabado, con enfoque fino y grueso

Carro de muestras móvil de 110x125 mm y movimiento de 30x60 mm

Iris para la regulación de la intensidad lumínica.

Alimentado a la corriente.

Maletín de transporte.

Características:

- Cuerpo en Metal.
- Oculares Wf10x y Wf16x.
- Objetivos de 4x / 10x / 40x
- Iluminación (220v, 20w).
- Aumentos: 40x, 64x, 100x, 160x, 400x, 640x

Accesorios opcionales: Cámara, set de muestras, kit de disección.



Microscopio Biológico XSP63

Un microscopio semi profesional para todas las personas que necesitan un aparato de primera línea.

Sistema óptico de primera calidad. Binocular

Conjunto mecánico en metal de gran acabado, con enfoque fino y grueso. Múltiples ajustes para el desplazamiento del carro.

Carro de muestras móvil de 110x125 mm y movimiento de 30x60 mm

Iris para la regulación de la intensidad lumínica.

Alimentado a la corriente.

Maletín de transporte.

Características:

- Cuerpo en Metal.
- Oculares Wf10x.
- Objetivos de 10x / 40x(s) / 100x(s)
- Iluminación (6v, 12w).
- Aumentos: 100x, 400x, 1000x

Accesorios opcionales: Cámara, set de muestras, kit de disección.



Microscopio Biológico XSP107

Un microscopio profesional para todas las personas que necesitan un aparato para trabajar durante largas horas.

Sistema óptico de primera calidad, sin ningún tipo de distorsión. Binocular

Conjunto mecánico en metal de gran acabado, con enfoque fino y grueso. Múltiples ajustes para el desplazamiento del carro.

Carro de muestras móvil de 110x125 mm y movimiento de 30x60 mm

Iris para la regulación de la intensidad lumínica.

Alimentado a la corriente.

Maletín de transporte en aluminio..

Características:

- Cuerpo en Metal.
- Oculares Wf10x, Wf16x
- Objetivos de 10x / 40x(s) / 100x(s)
- Iluminación (6v, 12w).
- Aumentos: 100x, 160x, 640x, 400x, 1000x, 1600x

Accesorios opcionales: Cámara, set de muestras, kit de disección.



Estereo

Estereo Microscopio S1040

Lupa estereomicroscópica de aplicación profesional.

Excelente calidad óptica.

Sistema mecánico de alto grado.

Luz incidente y luz desde la base.


Alimentación a la corriente directamente.

Oculares intercambiables.

Características:

Objetivos: 2x / 4x

Oculares: WF10x / WF20x



Accesorios

Cámara Microview:

- Conexión USB.
- Incluye software de instalación.
- Fácil instalación.
- 0.1 Mega pixels CMOS.



Kit de disección:

- Funda de transporte.
- Material fabricado en metal.
- Pipeta de muestras, Punzón aguja, tijeras, espátula, escalpelo, pinzas.



Set de muestras:

- Muestras de animales y vegetales.
- Caja de transporte.
- 10 muestras varias.



Augusto Junquera, 30
33012 · Oviedo
Apartado 261
Tfno.: 985 280 906
Fax: 985 280 917

www.industriaoptica.com
info@industriaoptica.com



INDUSTRIA ÓPTICA

BENOIST BERTHIOT IBÉRICA, S.A.
